

# Triecienterapijas un masāžas ierīce

Modelis: RC-MG-030

Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient, paldies par uzticību, ko izrādījāt, iegādājoties šo produktu. Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai izmantošanai.

## **DROŠĪBAS INSTRUKCIJA.**

Rūpējoties par uguns/elektro drošību, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, aicinām rūpīgi iepazīties un sekot līdzi instrukcijai.

1. Izmantojiet tikai saskaņā ar šajā instrukcijā noteiktajiem norādījumiem. Ierīce nav paredzēta bērniem.
2. Masāžas zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.
3. Nelietojiet masāžas ierīci sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.
4. Masāžas ierīce var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai degšķidrumu izdalītos izgarojumus.
5. Nelietojiet masāžas ierīci uz bērniem/to tuvumā.
6. Esiet piesardzīgs un vērīgs strādājot ar masāžas ierīci. Nelietojiet masāžas ierīci, ja esat noguris vai esat narkotiku, alkohola vai zāļu ietekmē.
7. Novērsiet nejašu iedarbināšanu. Pirms pievienojat akumulatoru vai iedarbinat ierīci, pārlicinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Pārvietojot masāžas ierīci, nav ieteicams turēt pirkstu uz ieslēgšanas slēdža.
8. Neiegremdējiet ūdenī un neļaujiet ūdenim iekļūt masāžas ierīces ventilācijas atverēs.
9. Lietošanas laikā vienmēr saglabāiet pareizu, līdzsvarotu ķermeņa stāju. Tas ļauj labāk kontrolēt masāžas ierīci.
10. Uzlādējiet masāžas ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
11. Masāžas procedūras laikā izvairieties valkāt vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Matus un apģērbu turiet prom no kustīgajām daļām. Kustīgās daļas var ievērt vaļīgu apģērbu, rotaslietas vai garus matus.
12. Pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet ierīci un akumulatoru.
13. Veicot masāžu, nelietojiet pārmērīgu spēku un spiedienu.
14. Nelietojiet masāžas ierīci, ja slēdzis nedarbojas. Tas var radīt ierīces iekšējo daļu pārkaršanu.
15. Pirms jebkādas regulēšanas, piederumu nomaiņas vai masāžas ierīces glabāšanas, pārlicinieties, vai ON / OFF slēdzis ir izslēgtā stāvoklī (OFF).
16. Glabāiet masāžas ierīci bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet to izmantot personām, kurām nav pieredzes darbībā ar to/nav iepazīnušās ar šīm instrukcijām.

## DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI.

1. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Aizsargājiet to no šķidrumiem vai siltuma avotiem. Glabājiet ventilācijas atveres prom no putekļiem un neifrūmiem.
2. Nemēģiniet izjaukt ierīci.
3. Nestrādājiet ar ierīci (nepārtraukti) ilgāk par vienu stundu. Pirms atkārtotas izmantošanas nepieciešams uzgaidīt, minimums, 30 minūtes.
4. Pēc uzlādes vai pirms lietošanas atvienojiet lādētāju.
5. Ierīce nav paredzēta bērniem.
6. Pirms šīs ierīces lietošanas, konsultējieties ar savu ģimenes ārstu.

Iepakojumā ir:

1x čemodāns, 1x masāžas ierīce; 6x masāžas stiprinājums; 1x lādētājs, 6x rezerves blīvējumi

## TEHNISKIE PARAMETRI

Modelis	RC-MG-030
Elektrības patēriņš	20 W Max.
Motora apgriezieni	1200 - 3300 RPM
Trokšņa līmenis	aptuveni 50 dB
Ātrums	Ātruma režīmi 1 - 20
Akumulators	2000 mAh
Spriegums	16,8 V
Frekvence	20 - 58 Hz
Akumulatora veids	Noņemams
Darba laiks	2-5 h (atkarīgs no ātruma režīma)
Uzlādes laiks	5-6 h
Masāžas galvas	6 gab
Materiāli	ABS + SILIKONS
G. W/N. W	1260G/890G
Izmēri	25,2 x 7,5 x 24,5 cm

## VADĪBA



Pirms pirmās lietošanas reizes, ierīci pilnībā uzlādējiet!



Lai izņemtu akumulatoru, atbrīvojiet to ar attēlā norādīto pogu (skatiet attēlu) un izvelciet to. Ievietojot, pārliecinieties, ka fiksators tik tiešām akumulatoru nofiksē darba pozīcijā.

## DARBĪBA

1. Ieslēdziet galveno slēdzi masāžas ierīces apakšā. Gaismas diode ierīces roktura apakšā kļūs zaļa.
2. Nospiediet ON / OFF pogu, un masāžas ierīce ieslēgsies.
3. Nospiediet pogas + un -, lai pēc vēlēšanās pielāgotu masāžas ierīces vibrācijas ātrumu.
4. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūs mazāks par 20%, gaismas diode ierīces apakšdaļā kļūs sarkana; ja tas būs mazāks par 10%, displejā uzrādīsies kods E1 - masāžas ierīci nekavējoties jāuzlādē.
5. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, masāžas ierīces apakšdaļā esošā gaismas diode mainīs krāsu no sarkanās uz zaļu.
6. Lai izņemtu akumulatoru, ar īkšķi nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu. Ar otru roku pavelciet akumulatoru uz leju.

## MASĀŽAS GALVAS

### LODVEIDA GALVA

Piemērots visu muskuļu masāžai, kā arī muskuļu relaksācijai pirms un pēc treniņa.



### SMALKĀ GALVA

Piemērots pēdu un plaukstu masāžai.



### U-VEIDA GALVA

Piemērota masāžai apkārt muguras skriemeļiem (nav ieteicams izmantot tieši uz muguras skriemeļiem).



### LIEKTĀ GALVA

Piemērota augšstilbu masāžai.



### PLAKANĀ GALVA

Piemērota jūtīgu ķermeņa daļu masāžai



### NOAPAĻOTĀ GALVA

Piemērota jūtīgu, stīvu un savilkto muskuļu atslābināšanai.



## UZLĀDĒŠANA

1. Pirms pirmās lietošanas, pilnībā uzlādējiet akumulatoru (uzlāde līdz 6 stundām).
2. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto oriģinālo adapteri.
3. Mirgojošas gaismas diodes norāda, ka akumulators tiek uzlādēts.
4. Kad gaismas diodes vairs nemirgo un paliek iedegtas - akumulators ir pilnībā uzlādēts.
5. Akumulatoru jebkurā laikā var lādēt līdz jebkādam uzlādes līmenim.
6. Kad gaismas diode kļūst sarkana, akumulatoram nepieciešama uzlāde
7. Ierīces vidējais darbības laiks ir 2 (vai vairāk) stundas atkarībā no vibrācijas ātruma līmeņa un spiediena, kas tiek pielietots ierīces lietošanas laikā.

## APKOPE, TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

1. Noslaukiet ierīci ar sausu drānu.
2. Uzglabājiet ierīci komplektācijā iekļautā iepakojumā, sausā vietā.
3. Motora ventilācijas atveres jāuztur tīras un neaizbloķētas.
4. Glabājiet visas vadības ierīces tīras.
5. Nekad nelietojiet ierīces tīrīšanai ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.

## VIDES AIZSARDZĪBA

Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu jaunas preces iegādes cenu - neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, nogādājiet to paredzētajās atkritumupieņemšanas vietās. Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst poten-ciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai tuvāko atkritumu savākšanas punktu. Nepareiza šāda veida atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgāsvalsts normatīvo regulējumu.

## SERVISS

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sū-dzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lieto-šanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistēmātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

## GARANTIJA

Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslodzes rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precī transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

**Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”**